


14 Оптимізованих
перехідних зон



Натхненні продуктивністю навігації та аспірації

Технологія аспіраційного катетера нового рівня

Аспіраційний катетер Inspira™					
Код продукту	Розмір катетера (Fr)	A. Проксимальний 3Д (дюйма)	B. Дистальний 3Д (дюйма)	C. Внутрішній діаметр (дюйма)	D. Робоча довжина (см)
INSP-125-072	6F	0.0855	0.0855	0.072	125
INSP-132-072	6F	0.0855	0.0855	0.072	132
INSP-140-072	6F	0.0855	0.0855	0.072	140



Аспіраційний катетер Inspira™ призначений для введення внутрішньосудинної рідини, введення інтервенційних пристроїв у периферичну та нейросудинну системи та видалення/аспірацію м'яких емболів і тромбів з артеріальної системи, включаючи периферичну та нейросудинну системи.

1. TR21-007INF (тиск розриву: максимально – 220 кгс/м²; середнє – 141 кгс/м²; мінімальне – 29 кгс/м²)