



TONBRIDGE
MEDICAL

THROMBITE™

Пристрій для
видалення
згустків

Ефективне рішення
для відновлення
прохідності судин



TONBRIDGE
MEDICAL

Пристрій для видалення згустків Thrombite™

Гвинтова структура з відкритим боком

- дозволяє пристрою для видалення згустків Thrombite™ ефективно обплітати та затискати згусток
- забезпечує утримання згустку для впевненого видалення та реваскуляризації


Перекритий стент у спіральній конструкції з відкритим боком

збільшує поверхню контакту з тромбом і максимізує інтеграцію згустку

Чудова гнучкість і розташування стінки судини


оптимізує утримання тромбу під час плавної навігації через звивисті анатомічні структури.

Рентгеноконтрастні маркери на дистальному кінці пристрою підвищують видимість пристрою:




- 3 маркера для діаметрів 3,0 та 4,0 мм
- 4 маркера для діаметрів 5,0 та 6,0 мм

Удосконалений процес обробки поверхні стента



Радіальне зусилля

- Високе радіальне зусилля потрібне для інтеграції згустку на початковій стадії розширення стента.
- Низьке радіальне зусилля при номінальному діаметрі стента забезпечує атравматичне вилучення.



Надійні результати, підтверджені клінічними доказами*

92.3%

Швидкість відновлення
прохідності судин
(mTICI 2b-3)

67.8%


mRS 0-2 протягом
90 днів

1.9%


slCH протягом
24 годин

* EMERGENT (ендоваскулярне механічне вилучення тромбів для внутрішньочерепної оклюзії великої судини за допомогою нового пристрою Thrombite™) було багатоцентровим проспективним рандомізованим дослідженням із двома групами для оцінки безпеки та ефективності пристрою Thrombite™ для видалення згустків порівняно з пристроєм для стент-тромбектомії Solitaire FR (Medtronic) для терапії AIS. Ідентифікатор ClinicalTrials.gov: NCT03210623

Приклад 1




Перед процедурою



Розгортання пристрою



Після процедури




Стент Thrombite™ з тромбом


Приклад 2



Перед процедурою



Розгортання пристрою




Після процедури



Стент Thrombite™ з тромбом

Зображення надані командою професора Цзяньміна Лю, лікарня Шанхай, м. Шанхай



Інформація для замовлення

Thrombite™	Код продукту	Діаметр D (мм)	Рекомендований діаметр судини (мм)		Рекомендований ВД мікрокатетера (дюйми)	Робоча Довжина A (мм)	Довжина стента B (мм)	Довжина системи (мм)
			Мін.	Макс.				
3 мм	CRD-3-15	3	1.5	3.0	.021	15	27	1900
	CRD-3-20	3	1.5	3.0	.021	20	32	1900
	CRD-3-25	3	1.5	3.0	.021	25	37	1900
	CRD-3-30	3	1.5	3.0	.021	30	42	1900
4 мм	CRD-4-15	4	2.0	4.0	.021	15	27	1900
	CRD-4-20	4	2.0	4.0	.021	20	32	1900
	CRD-4-25	4	2.0	4.0	.021	25	37	1900
	CRD-4-30	4	2.0	4.0	.021	30	42	1900
5 мм	CRD-5-15	5	2.5	5.0	.027	15	27	1900
	CRD-5-20	5	2.5	5.0	.027	20	32	1900
	CRD-5-25	5	2.5	5.0	.027	25	37	1900
	CRD-5-30	5	2.5	5.0	.027	30	42	1900
6 мм	CRD-6-15	6	3.0	5.5	.027	15	27	1900
	CRD-6-20	6	3.0	5.5	.027	20	32	1900
	CRD-6-25	6	3.0	5.5	.027	25	37	1900
	CRD-6-30	6	3.0	5.5	.027	30	42	1900

Ton-Bridge Medical Tech. Co.,Ltd

Блок 1-Б, корпус 4, Індустріальний парк високих технологій CEC,
Місто Чжухай, Китай
Тел.: +86-756-3313003
Факс: +86-756-3313003

Пристрій для видалення згустків ThromBite™ призначений для відновлення кровотоку шляхом видалення тромбу з великої внутрішньочерепної судини у пацієнтів із появою симптомів ішемічного інсульту. Показання: гострий ішемічний інсульт, спричинений закупоркою великих артерій.